

2017年3月30日

報道関係各位

病室内や福祉施設内でのスムーズな移動を実現
「超低床フローアーベッド」キャスター付きモデルを発売
布団と変わらない高さで寝られる電動リクライニングベッド

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、昼は高くして過ぎて、夜は低くして寝られる「超低床フローアーベッド」の格納式キャスター付きモデルを、全国の病院や介護福祉施設に向け、2017年4月10日(月)より発売いたします。

「超低床フローアーベッド」は、最低高 11cm を実現し布団と変わらない高さで寝られる超低床の電動リクライニングベッドです。ベッドから転落の恐れがある方でも、安心してお使いいただけます。ベッドからの離床や車いす等への移乗時には、電動昇降機能を用いて任意の高さ(最大 61cm)まで上げる事ができ、電動操作で背上げ、脚上げも可能です。

「超低床フローアーベッド」は 2013 年 6 月の発売以来、数多くの病院や介護福祉施設様よりご好評を頂き、現在では電動ベッドの1ジャンルとして市場に認知していただいております。今回、「病室内や施設内でのベッド移動を素早く楽に行いたい」というご要望を受け、本モデルを開発いたしました。キャスターは通常フレーム内に格納されており、必要時にワンタッチ操作でフレーム内から出し入れ出来る構造となっています。

「超低床フローアーベッド」格納式キャスター付きモデルに関する商品概要は下記の通りです。



フランスベッドホールディングス株式会社

「超低床フローアーベッド」格納式キャスター付きモデル商品概要



転落時の衝撃緩和



高さ調節で介護負担軽減

【仕様・価格】

サイズ	幅 103 × 長さ 214 × 高さ 73.4~123.4 cm / ボトム面高さ 11~61cm
重量 / 耐荷量	74kg / 170kg
背上げ / 脚上げ角度	背上げ 0~75° / 脚上げ 0~35°
材質	【フレーム本体】: スチール、エポキシ粉体塗装 【床板主材】: アルミ 【ヘッド・フットボード】: 樹脂
定格電圧 / 消費電力	100V / 180W
希望小売価格(税抜)	オープンプライス

【発売日】 2017年4月10日(月)

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課 TEL: 03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL: 03-6741-5579